

Schnarchen entsteht im Mund

Den Rückfall des Unterkiefers können
nur Zahnärzte therapieren.



Eine Marke von **ORTHOS**

LUNA SOL[®]

Schnarchtherapie ist Zahnmedizin

Wenn der Unterkiefer zurückfällt, wird es laut – Zahnärzte können helfen, ihn nach vorne zu bringen.

Beim Schlafen entspannen sich die Muskeln. Durch die erschlafften Muskeln im Mund- und Rachenraum fallen Unterkiefer und Zunge zurück. Der Atemfluss wird behindert, Schnarchgeräusche entstehen.

Nur der Zahnarzt kann im Mund etwas verändern!

Nur Sie als Zahnarztpraxis können:

- die Biss- und Kieferposition Ihrer Patientinnen und Patienten beurteilen
- ein medizinisches Therapiegerät im Mund anpassen und einsetzen
- präzise Abdrücke oder Scans für die individuelle Schienenherstellung nehmen
- ein Fachlabor mit der Herstellung beauftragen
- die Unterkieferprotrusionsschiene korrekt einstellen und kontrollieren

Die medizinische Diagnose erfolgt durch:

- Hausärzte
- HNO-Ärzte
- Schlafmediziner

Gut zu wissen

Sie müssen nichts diagnostizieren und entscheiden.

Vorteil: Patienten kommen entweder mit Verordnung oder entscheiden sich bewusst für eine Selbstzahler-Therapie.

Die meisten Schnarchpatienten:

- haben keine schwere Schlafapnoe
- sind Selbstzahler
- suchen eine effektive Lösung

Vertiefen Sie Ihr Wissen zum Thema Schnarchen.

Entdecken Sie unseren **You Tube** Kanal **lunasol.orthos.de** mit vielen Erklärvideos.

youtube.com/@LunaSol.Orthos



Bei vielen Menschen passiert dabei Folgendes:

- der Unterkiefer fällt nach hinten
- die Zunge fällt mit zurück
- der Atemweg wird enger
- die Luft kann nicht frei fließen, Schnarchgeräusche entstehen

Schnarchen ist in diesen Fällen:

- kein Nasenproblem
- kein persönliches Fehlverhalten
- ein mechanisches Problem im Mund

Partner leiden am meisten unter Schnarchern.

Unterkiefer-Rückfall-Verhinderungsschiene



LunaSol ist eine individuell angepasste Unterkieferprotrusionsschiene (UKPS). Sie hält den Unterkiefer während des Schlafs in einer leichten Vorverlagerung.

Gut zu wissen:


LunaSol wird im modernen SLS-3D-Druckverfahren hergestellt.

Das verwendete Nylon ist:


- biokompatibel
- Weichmacherfrei (BPA-frei)
- stabil und langlebig
- dünn und angenehm zu tragen
- Die schlanke Bauweise fördert die Akzeptanz beim Patienten
- Auch bei Bruxismus bietet die Schiene zusätzlichen Schutz

So funktioniert die LunaSol Schiene:

Ohne LunaSol:



Mit LunaSol:



Wie funktioniert unsere
Schnarchschiene **LunaSol**?



Einstieg in die Abrechnung

Wenn die Ursache im Mund liegt, gehört die Therapie in zahnärztliche Hände.

Die Behandlung mit einer Unterkieferprotrusionsschiene ist daher eine zahnärztliche Leistung – keine Labor- oder Produktleistung.

1. Die Schnarchtherapie mit UKPS ist eine zahnärztliche Leistung

2. Abrechnung ist grundsätzlich möglich

- je nach Indikation über BEMA oder GOZ
- bei OSA Patienten mit der UKPS-Verordnung
- bei sozial störendem Schnarchen – meist Selbstzahler (GOZ)

3. Die Behandlung folgt einem klaren Ablauf

- Untersuchung / Beratung
- Bissregistrierung
- Eingliederung
- Kontrollen & Anpassungen

4. Die Abrechnung erfolgt schrittweise

- nicht „alles auf einmal“
- jede Sitzung ist klar zuordenbar
- es gibt eine konkrete Abrechnungshilfe

Gut zu wissen:

Unser Serviceteam steht Ihnen unterstützend zur Seite:

069 – 71 91 000 (Frankfurt) / **03642 – 80 80 0** (Weimar)

Kasse oder Selbstzahler?

Wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten?

Seit 01.01.2022 ist die Unterkieferprotrusionsschiene (UKPS) als Zweitlinientherapie bei obstruktiver Schlafapnoe Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung.

Voraussetzungen (vereinfacht):

- Verordnung nach schlafmedizinischer Diagnose einer obstruktiven Schlafapnoe
- CPAP-Therapie nicht erfolgreich oder nicht toleriert

In diesen Fällen ist eine Abrechnung über BEMA möglich.

Welche Fälle sind eine Selbstzahlerleistung?

Die größte Patientengruppe leidet unter:

- sozial störendem Schnarchen
- ohne relevante Schlafapnoe (AHI unter 15)
- ohne Kassenindikation

In diesen Fällen erfolgt die Abrechnung als zahnärztliche Selbstzahlerleistung (GOZ).

Mit LunaSol in die Schnarchtherapie einsteigen:



Starterkit inkl. Bissgabel, Abrechnungs-Info & Patientenflyern anfordern: lunasol-orthos.de/start

ORTHOS Fachlabor

für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG



Berner Straße 23
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 71 91 00 0
info@orthos.de

Über der Nonnenwiese 7
99428 Weimar
Tel.: 03643 80 80 0
weimar@orthos.de



ORTHOS AG
Bahnhofstrasse 4
6340 Baar
Tel.: +41 (0)41 500 64 88
info@orthos-ag.ch



ORTHOS Austria GmbH
Am Rosendorn 17 A
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0)2236 38 42 32
info@orthos-austria.at

**Wir produzieren ausschließlich an unseren
zwei Laborstandorten in Deutschland.**

orthos.de
harmonieschiene.de/.ch/.at
lunasol-orthos.de
auraschiene.de
kluge-kfo.de



@orthosfachlaborgmbh
@harmonieschiene
@lunasol.orthos

*Liegt die Ursache fürs Schnarchen im Mund,
kann nur der Zahnarzt helfen!*



Komm

orkomm.de

Aufträge einfach über unser KundenPortal
anlegen + jederzeit live einsehen



Ihr kurzer Weg zu
unsere Fachberatung:
+ 49 69 - 71 91 000



oder im Livechat auf **www.orthos.de**



ORTHOS
Fachlabor